



MEDIZINISCHE DATEN FIT FÜR DIE ZUKUNFT MACHEN

 **JiveX** HEALTHCARE
CONTENT
MANAGEMENT





MEDICAL DATA MANAGEMENT

Medizinische Daten aufbereiten und organisieren



Das JiveX Medical Data Management umfasst die notwendigen Werkzeuge, um medizinische Daten jederzeit in aktueller Form am richtigen Ort ihrer Verwendung zur Verfügung zu stellen. Außerdem sorgt es für eine gut durchsuchbare Strukturierung der Daten für alle berechtigten Anwender.



MEDICAL INTEGRATION

Medizinische Daten integrieren

- ▶ Herstellerunabhängige Übernahme von Dokumenten, Biosignalen, Bildern, strukturierten Daten oder Videos und Umwandlung in medizinische Standardformate wie DICOM und PDF/A
- ▶ Sichere patienten-, fall- oder auftragsbezogene Datenintegration mittels Gateways
- ▶ Umfangreiche Verarbeitung von Metadaten bis zur Anreicherung von fehlenden Informationen
- ▶ Unterstützung von Verfahren zur Sicherstellung der Beweis- und Revisionsicherheit bereits beim Dateneingang durch qualifizierte elektronische Signaturen und Zeitstempel



MEDICAL VIEWING

Alle medizinischen Daten gemeinsam betrachten

- ▶ Anzeige aller medizinischen Daten in einem webbasierten Zero Footprint Viewer
- ▶ Zusammenführung aller medizinischen Daten zu einem Patienten oder einem Fall
- ▶ Darstellung der Daten analog der jeweiligen Aktenstruktur einer Einrichtung
- ▶ Intelligente Filter zur übersichtlichen, anwenderbezogenen Darstellung der medizinischen Daten
- ▶ Individuelle Anpassung der Darstellungsoptionen
- ▶ Nutzung als IHE XDS Consumer



MEDICAL SHARING

Medizinische Daten teilen und kommunizieren

- ▶ Unkompliziertes Teilen von Daten mit Patienten, Ärzten und Gesundheitsakten
- ▶ Personalisierter Zugriff für Überweiser auf berechtigte Daten
- ▶ Unterstützung der Datenübermittlung auf allen gängigen Medien
- ▶ Nahtlose Einbindung in vorhandene Portallösungen
- ▶ Unterstützung von MDK-Workflows
- ▶ Sektorenübergreifendes Bereitstellen von medizinischen Daten anhand von Standards wie IHE XDS und FHIR



MEDICAL ARCHIVING

Medizinische Daten herstellerneutral archivieren

- ▶ Unterstützung aller gängigen Speicherinfrastrukturen für die Langzeitarchivierung medizinischer Daten
- ▶ Automatisiertes Archivmanagement unterschiedlicher medizinischer Datentypen unter Berücksichtigung von Zugriffszeiten und Aufbewahrungsfristen
- ▶ Hierarchische Archivierung mit regelbasierter Datenreplikation
- ▶ Werkzeuge zur Sicherstellung der Datenkonsistenz über den gesamten Aufbewahrungszeitraum
- ▶ Hohe Ausfallsicherheit

JIVEX HEALTHCARE CONTENT MANAGEMENT

Medizinische Daten systematisch organisieren

Das JiveX Healthcare Content Management (HCM) stellt alle Komponenten zur Verfügung, um medizinische Daten ganzheitlich innerhalb eines Systems einzubinden, zu bearbeiten, zu archivieren und zu verteilen. Aufgrund der hohen Integrationsfähigkeit in andere Primärsysteme, wie das KIS, entsteht ein nahtloser Kommunikationskreislauf, der die Therapiesicherheit und die Effizienz in Gesundheitseinrichtungen entscheidend optimiert.

JiveX Healthcare Content Management ist die konsolidierte Basis für die vernetzte Medizin.



Sales Deutschland und Österreich

VISUS Health IT GmbH
Gesundheitscampus-Süd 15-17
44801 Bochum

fon +49 (234) 936 93 - 400
sales@visus.com



Sales Schweiz

VISUS IT Solutions AG
Grossmünsterplatz 6
CH-8001 Zürich

fon +41 (44) 552 2480
sales@visus.com