



# RENDRE LES **DONNÉES** **MÉDICALES** ADAPTÉES POUR L'AVENIR

Jive**X** HEALTHCARE  
CONTENT  
MANAGEMENT

[www.visus.com](http://www.visus.com)




A photograph showing two healthcare professionals, a man in blue scrubs and a woman in a white lab coat, looking at a large computer monitor. The monitor displays a complex dashboard with various data visualizations, including a table on the left and several charts and graphs on the right. The woman is pointing at a specific area on the screen. In the foreground, the woman is also holding a tablet with a document on it. The background shows a window with blinds.

# VUE D'ENSEMBLE DES DONNÉES MÉDICALES

**JiveX Healthcare Content Management consolide les données médicales au sein d'un système. Toutes les informations relatives à un séjour, un patient ou une patiente sont disponibles en un coup d'œil et peuvent être prises en compte dans les décisions diagnostiques et thérapeutiques. La qualité des soins est ainsi améliorée et les professionnels de santé bénéficient de plus de sécurité dans leur poste de travail.**

Les différents composants du système de gestion des contenus de santé (HCM) garantissent une utilisation maximale des données pour le bien des patients.

## COMPOSANTS JIVEX



# URBANISER LA GESTION DES DONNÉES



### Des données médicales toujours à jour

- ▶ Données médicales toujours disponibles au bon endroit
- ▶ Concept de droits d'accès intelligent
- ▶ Préparation structurée des données
- ▶ Recherche structurée



### Intégrer les données médicales

- ▶ Prise en charge agnostique de documents, de biosignaux, d'images, de données structurées ou de vidéos et conversion dans des formats médicaux standard tels que DICOM et PDF/A
- ▶ Intégration sécurisée via des passerelles des données relatives au patient, au séjour ou à la demande
- ▶ Traitement étendu des métadonnées jusqu'à l'enrichissement des informations manquantes
- ▶ Soutien des procédures visant à garantir la valeur probatoire dès l'entrée des données grâce à des signatures électroniques qualifiées et à l'horodatage



### Observer toutes les données médicales ensemble

- ▶ Affichage de toutes les données médicales dans un viewer HTML5 Zero Footprint
- ▶ Regroupement de toutes les données médicales relatives à un patient ou à un séjour
- ▶ Organisation des données analogue à la structure de dossier respective d'un établissement
- ▶ Filtrage intelligent automatique pour une représentation claire et adaptée à l'utilisateur des données médicales
- ▶ Adaptation individuelle des options de présentation
- ▶ Utilisation en tant que IHE XDS Consumer



### Partager et communiquer les données médicales

- ▶ Partage aisé des données avec les patients, les médecins et les dossiers électronique partagés
- ▶ Accès personnalisé aux données autorisées pour les médecins référents
- ▶ Prise en charge de la transmission des données sur tous les supports Intégration transparente dans les solutions de portail existantes
- ▶ Prise en charge des workflows DIM
- ▶ Mise à disposition de données médicales intersectorielles (IHE XDS et FHIR)



### Archiver les données médicales de manière neutre et agnostique

- ▶ Prise en charge de toutes les infrastructures de stockage courantes pour l'archivage à long terme de données médicales
- ▶ Gestion automatisée des archives de différents types de données médicales en tenant compte des temps d'accès et des délais de conservation
- ▶ Archivage hiérarchique avec réplication des données basée sur des règles
- ▶ Outils permettant de garantir la cohérence des données pendant toute la période de conservation
- ▶ Haute disponibilité

**JiveX Healthcare Content Management** met à disposition tous les composants permettant d'intégrer, de traiter, d'archiver et de distribuer des données médicales de manière globale au sein d'un système.

# LA SANTÉ NOUS INSPIRE

**Nous numérisons le secteur de la santé pour le bien de tous et apportons une contribution précieuse aux soins de santé dans le monde entier grâce à nos produits JiveX.**

La numérisation est la clé d'une meilleure mise en réseau et d'un échange d'informations plus efficace et plus ciblé entre les acteurs du système de santé, car de meilleures informations permettent des diagnostics et des traitements plus précis.

Pour augmenter efficacement le degré de numérisation, nos produits JiveX se distinguent par leur grande interopérabilité, leur évolutivité et leur convivialité.



**Nous sommes votre partenaire de confiance pour tout ce qui concerne la gestion des données médicales.**